

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/odcinacz-kostny-liston-kleszcze-do-ciecia-kosci-wybor-rozmiarow-14mm-17mm-19mm-22mm-p-425.html>



Odcinacz kostny LISTON, kleszcze do cięcia kości - (wybór rozmiarów: 14mm, 17mm, 19mm, 22mm)

Cena brutto **55,08 zł**

Cena netto **51,00 zł**

Opis produktu

☐☐ Odcinacz kostny LISTON, kleszcze do cięcia kości

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu odcinacz kostny LISTON, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej.

Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Odcinacz kostny LISTON, przeznaczony do precyzyjnego cięcia oraz separacji kości podczas zabiegów chirurgicznych i ortopedycznych.

☐☐ Opis produktu

☐☐ Odcinacz kostny LISTON to narzędzie o masywnej, wytrzymałej konstrukcji, zapewniające wysoki poziom kontroli i stabilności podczas pracy z tkanką kostną. Zagięty profil ułatwia dostęp do trudno dostępnych obszarów oraz poprawia ergonomię pracy operatora.

Profesjonalna stal nierdzewna gwarantuje trwałość oraz możliwość wielokrotnej sterylizacji.

☐☐ Parametry techniczne

- ☐☐ **Model:** LISTON
- ☐☐ **Długości:** 14.00cm, 17.0cm, 22.0cm
- ↩ **Profil:** zagięty lub prosty
- ☐☐ **Przeznaczenie:** cięcie / odcinanie kości
- ☐☐ **Materiał:** stal nierdzewna medyczna
- ♻ Narzędzie wielorazowe
- ☐☐ Sterylizacja w autoklawie

☐☐ Zastosowanie

- ☐☐ ortopedia
- ☐☐ chirurgia ogólna
- ☐☐ procedury wymagające cięcia tkanki kostnej

-
- □□ zabiegi operacyjne w obrębie kości
-

□□ Zalety produktu

- □□ Precyzyjna i skuteczna praca z kością
- □□ Zagięta konstrukcja poprawiająca dostęp i kontrolę
- □□ Starannie wykonane ostrza o wysokiej trwałości
- □□ Odporność na korozję
- □□ Wielokrotnie sterylizowalne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj:: prosty , zagięty

Długość:: 14cm , 17cm , 19cm , 22cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo

tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl