
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/odgryzacz-kostny-cleveland-140cm-p-429.html>



Odgryzacz kostny CLEVELAND 14.0cm

Cena brutto	45,25 zł
Cena netto	41,90 zł

Opis produktu

ODGRYZACZ KOSTNY CLEVELAND 14.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu odgryzacz kostny CLEVELAND 14.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Odgryzacz do kości CLEVELAND wykorzystywany jest w zabiegach chirurgicznych. Kleszcze do kości CLEVELAND znajdują swoje zastosowanie w zabiegach związanych z modelowaniem kości oraz wygryzaniu ich fragmentów. Rękojeść odgryzacza chirurgicznego pokryta jest precyzyjnie wykonanymi rowkami zwiększając pewność chwytu oraz stabilność.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.