

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/odgryzacz-kostny-cleveland-dlugosc-140cm-p-429.html>



## Odgryzacz kostny CLEVELAND, długość 14.0cm

Cena brutto **45,25 zł**

Cena netto **41,90 zł**

### Opis produktu

## ODGRYZACZ KOSTNY CLEVELAND 14.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu odgryzacz kostny CLEVELAND 14.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

### Opis produktu

**Odgryzacz kostny CLEVELAND 14.0 cm** to wysokiej jakości instrument ortopedyczny przeznaczony do precyzyjnego odcinania i kształtowania fragmentów kostnych. Jego solidna konstrukcja oraz ergonomiczny uchwyt zapewniają komfort i kontrolę podczas zabiegów chirurgicznych.

Odgryzacz do kości CLEVELAND wykorzystywany jest w zabiegach chirurgicznych. Kleszcze do kości CLEVELAND znajdują swoje zastosowanie w zabiegach związanych z modelowaniem kości oraz wygryzaniu ich fragmentów. Rękojeść odgryzacza chirurgicznego pokryta jest precyzyjnie wykonanymi rowkami zwiększając pewność chwytu oraz stabilność.

### Najważniejsze cechy

- **Długość całkowita:** 14.0 cm
- **Precyzyjna konstrukcja tnąca** - idealna do usuwania niewielkich fragmentów kości
- **Stal nierdzewna klasy medycznej** - odporna na korozję i procesy dezynfekcji
- **Możliwość sterylizacji** we wszystkich standardowych metodach
- **Zastosowanie:** chirurgia ortopedyczna, traumatologia, zabiegi kostne

### Zastosowanie w praktyce

Odgryzacz CLEVELAND doskonale sprawdzi się podczas:

- modelowania i odcinania fragmentów kości
- zabiegów ortopedycznych i rekonstrukcyjnych
- zabiegów chirurgicznych wymagających precyzyjnej pracy na tkankach twardych

### Atesty i zgodność

- ✓ Certyfikowany **wyrób medyczny**
- ✓ Spełnia normy jakości dla instrumentów chirurgicznych
- ✓ Przystosowany do profesjonalnego użytku klinicznego

---

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl