

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/osteotom-kostny-hoke-dlugosc-170cm-wybor-rozmiarow-3mm-5mm-6mm-8mm-9mm-p-441.html>



Osteotom kostny HOKE, długość 17.0cm - (wybór rozmiarów: 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 9mm)

Cena brutto	26,89 zł
Cena netto	24,90 zł

Opis produktu

OSTEOTOM KOSTNY HOKE 17cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu osteotom kostny HOKE 17cm, które wykonane jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Osteotom - [narzędzie chirurgiczne](#) w kształcie dłuta z obustronnie ściętym ostrzem, służące do przecinania kości.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Dostępne szerokości osteotomu HOKE w sprzedaży:

- 3mm,
- 5mm,
- 6mm,
- 8mm,
- 9mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość osteotomu: 3mm , 5mm , 6mm , 8mm , 9mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.

9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.

10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl