
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/osteotom-kostny-stille-dlugosc-200cm-wybor-rozmiarow-10mm-15mm-20mm-25mm-p-443.html>



Osteotom kostny STILLE, długość 20.0cm - (wybór rozmiarów: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm)

| | |
|-------------|-----------------|
| Cena brutto | 42,12 zł |
| Cena netto | 39,00 zł |

Opis produktu

OSTEOTOM KOSTNY STILLE, długość 20cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu osteotom kostny STILLE 20.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Osteotom - [narzędzie chirurgiczne](#) w kształcie dłuta z obustronnie ściętym ostrzem, służące do przecinania kości.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Narzędzie ortopedyczne

Osteotom kostny **STILLE 20 cm** to wysokiej jakości narzędzie przeznaczone do precyzyjnego nacinania, kształtowania i oddzielania struktur kostnych. Jego solidna, wyważona konstrukcja zapewnia pełną kontrolę nad instrumentem, co jest kluczowe w zabiegach ortopedycznych i urazowych.

Najważniejsze cechy produktu

- Długość całkowita:** 20 cm
- Szerokość ostrza:** 10mm, 15mm, 20mm, 25mm
- Materiał:** stal nierdzewna medyczna
- Sterylizacja:** odpowiedni do autoklawowania
- ⚙ Precyzyjnie wykonane ostrze – stabilne i wytrzymałe
- Ergonomiczny kształt ułatwiający pewny chwyt
- Wysoka odporność na korozję i uszkodzenia
- Przeznaczony do profesjonalnych zabiegów ortopedycznych

Zastosowanie

Osteotom STILLE sprawdzi się podczas:

- ✓ zabiegów ortopedycznych
- ✓ chirurgii urazowej

-
- ✓ rekonstrukcji kości
 - ✓ separacji i kształtowania struktur kostnych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość osteotomu: 10mm , 15mm , 20mm , 25mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl