

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/osteotom-smith-petersen-odgiety-200cm-wybor-rozmiarow-6mm-9mm-13mm-16mm-19mm-25mm-32mm-p-445.html>



Osteotom SMITH-PETERSEN odgięty 20.0cm - (wybór rozmiarów: 6mm, 9mm, 13mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm)

Cena brutto	47,52 zł
Cena netto	44,00 zł

Opis produktu

Osteotom kostny SMITH-PETERSEN odgięty 20cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu osteotom kostny SMITH-PETERSEN odgięty 20cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Osteotom - [narzędzie chirurgiczne](#) w kształcie dłuta z obustronnie ściętym ostrzem, służące do przecinania kości.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Dostępne szerokości osteotomu STILLE 20cm w sprzedaży:

- 6mm,
- 9mm,
- 13mm,
- 16mm,
- 19mm,
- 25mm,
- 32mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość osteotomu: 13mm , 16mm , 19mm , 25mm , 32mm , 6mm , 9mm