

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/osteotom-stille-200cm-wybor-rozmiarow-10mm-15mm-20mm-25mm-p-443.html>



Osteotom STILLE 20.0cm - (wybór rozmiarów: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm)

Cena brutto	42,12 zł
Cena netto	39,00 zł

Opis produktu

OSTEOTOM KOSTNY STILLE 20CM

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu osteotom kostny STILLE 20.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Osteotom - [narzędzie chirurgiczne](#) w kształcie dłuta z obustronnie ściętym ostrzem, służące do przecinania kości.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Dostępne szerokości osteotomu STILLE 20cm w sprzedaży:

- 10mm,
- 15mm,
- 20mm,
- 25mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość osteotomu: 10mm , 15mm , 20mm , 25mm