
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/ostrza-chirurgiczne-jednorazowego-uzytku-wybor-ksztaltu-p-447.html>



Ostrza chirurgiczne jednorazowego użytku - wybór kształtu

Cena brutto	18,36 zł
Cena netto	17,00 zł

Opis produktu

Ostrza chirurgiczne

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu ostrza chirurgiczne.


Sterylnie ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku, opakowanie 100szt.

- jednorazowego użytku,
- jałowe,
- nietoksyczne,
- wykonane ze stali węglowej,
- rozmiary wygrawerowane na ostrzach,
- sterylizowane promieniowaniem radiacyjnym 25kGy.

Ostrza chirurgiczne od nr 10 do nr 16 pasują do rączek nr 3 i nr 3L.

Natomiast ostrza chirurgiczne od nr 18 do nr 24 pasują do rączek nr 4 i nr 4L.

W sprzedaży posiadamy następujące dostępne rozmiary: 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Numer ostrzy: 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24