
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/ostrza-chirurgiczne-sterylne-wybor-ksztaltu-p-447.html>



Ostrza chirurgiczne sterylne - wybór kształtu

Cena brutto	18,36 zł
-------------	-----------------

Cena netto	17,00 zł
------------	-----------------

Opis produktu

Ostrza chirurgiczne

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu ostrza chirurgiczne.


Sterylna ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku, opakowanie 100szt.

- jednorazowego użytku,
- jałowe,
- nietoksyczne,
- wykonane ze stali węglowej,
- rozmiary wygrawerowane na ostrzach,
- sterylizowane promieniowaniem radiacyjnym 25kGy.

Ostrza chirurgiczne od nr 10 do nr 16 pasują do rączek nr 3 i nr 3L.

Natomiast ostrza chirurgiczne od nr 18 do nr 24 pasują do rączek nr 4 i nr 4L.

W sprzedaży posiadamy następujące dostępne rozmiary: 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.



☐☐ Najważniejsze zalety produktu

Sterylnie ostrza chirurgiczne nr 11 to profesjonalne elementy tnące przeznaczone do precyzyjnych procedur medycznych i zabiegowych. Każde ostrze zostało indywidualnie zapakowane w celu zachowania sterylności i bezpieczeństwa użytkowania.

- ✓ Sterylnie ostrza gotowe do użycia
- ✓ Typ nr 11 do precyzyjnych cięć chirurgicznych
- ✓ Indywidualne pakowanie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania
- ✓ Opakowanie zawiera - **100 sztuk**
- ✓ Produkt posiada status wyrobu medycznego

☐☐ Opis produktu

Ostrza chirurgiczne sterylne nr 11 zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalnych zastosowaniach medycznych wymagających wysokiej precyzji cięcia. Charakterystyczny kształt ostrza typu 11 umożliwia wykonywanie dokładnych nacięć oraz pracę w trudno dostępnych miejscach.

Każde ostrze jest sterylne i pakowane indywidualnie, co pomaga zachować odpowiedni poziom higieny oraz bezpieczeństwa podczas użytkowania. Produkt przeznaczony jest do współpracy z kompatybilnymi rękojeściami chirurgicznymi.

Ostrza znajdują zastosowanie w gabinetach medycznych, stomatologicznych, weterynaryjnych oraz podczas specjalistycznych procedur zabiegowych.

▣▣ Specyfikacja techniczna

- ▣▣ Typ produktu: sterylne ostrza chirurgiczne
- ∞ Numer ostrza: nr 11
- ▣▣ Ilość w opakowaniu **100 sztuk**
- ▣▣ Przeznaczenie: procedury chirurgiczne i zabiegowe
- ▣▣ Sterylność: tak
- ▣▣ Jednorazowego użytku: tak
- ▣▣ Kompatybilność: standardowe rękojeści do skalpeli nr 3, nr 7 i nr 3L
- ▣▣ Status: wyrób medyczny

▣▣ Zastosowanie

Ostrza przeznaczone są do:

- ▣▣ Precyzyjnych procedur chirurgicznych
- ∞ Wykonywania dokładnych nacięć i cięć zabiegowych
- ▣▣ Zastosowań medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych
- ▣▣ Użytku profesjonalnego w placówkach medycznych

Produkt powinien być używany wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub zgodnie z przeznaczeniem producenta.

▣▣ Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych.

- △ Produkt sterylny – nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania.
- △ Ostrza są bardzo ostre – należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania.
- △ Produkt przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.
- △ Zużyte ostrza należy usuwać zgodnie z procedurami dotyczącymi odpadów medycznych.
- △ Produkt przechowywać w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

Produkt spełnia wymagania dotyczące wyrobów medycznych obowiązujących na rynku UE.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Numer ostrzy: 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24