

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/otoskop-oswietlenie-led-3-wzierniki-etui-p-450.html>



Otoskop, oświetlenie LED, 3 wzierniki, etui

Cena brutto **120,00 zł**

Cena netto **111,11 zł**

Opis produktu

Otoskop, oświetlenie LED, 3 wzierniki, etui

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu otoskop, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Otoskop diagnostyczny z kompletem wzierników usznych to praktyczny zestaw medyczny przeznaczony do badań przewodu słuchowego oraz podstawowej diagnostyki laryngologicznej. Kompaktowa konstrukcja i wygodne etui ułatwiają codzienne użytkowanie oraz transport.

Najważniejsze zalety:

- Przeznaczony do badań przewodu słuchowego
- Chromowana rękojeść o średnicy 28 mm
- 3 plastikowe wzierniki w różnych rozmiarach
- Ergonomiczna konstrukcja wspierająca komfort pracy
- Etui ułatwiające przechowywanie i transport
- Elementy przeznaczone do wielokrotnego użytkowania

Opis produktu

Otoskop diagnostyczny to specjalistyczny wyrób medyczny wykorzystywany do badań laryngologicznych oraz oceny przewodu słuchowego i błony bębenkowej. Produkt znajduje zastosowanie w codziennej pracy lekarzy, personelu medycznego oraz w placówkach diagnostycznych.

Zestaw wyposażono w chromowaną rękojeść o średnicy 28 mm zapewniającą wygodny chwyt oraz stabilność podczas wykonywania badań. Dołączone plastikowe wzierniki uszne w rozmiarach 1, 2 i 3 umożliwiają dopasowanie do potrzeb diagnostycznych.

Całość została umieszczona w praktycznym etui, które wspiera bezpieczne przechowywanie i transport zestawu.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do profesjonalnego zastosowania medycznego.

Specyfikacja techniczna

- Rodzaj produktu: otoskop diagnostyczny

-
- □□ Rękojeść: chromowana
 - □□ Średnica rękojeści: 28 mm
 - □□ Wzierniki uszne: plastikowe
 - □□ Rozmiary wzierników: 1, 2, 3
 - ♻️ Produkt wielokrotnego użytku
 - □□ Zastosowanie: diagnostyka laryngologiczna
 - □□ Etui w zestawie
 - □□ Oświetlenie LED 2,7 V, zasilany 2 bateriami LR14
 -

□□ Zastosowanie

Otoskop przeznaczony jest do profesjonalnych badań diagnostycznych w zakresie laryngologii oraz oceny przewodu słuchowego.

Produkt znajduje zastosowanie w:

- □□ Szpitalach
- □□ Gabinetach lekarskich
- □□ Gabinetach laryngologicznych
- □□ Placówkach diagnostycznych i medycznych

□□ Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego i powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi procedurami medycznymi.

Ważne informacje:

- ⚠️ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego
- ⚠️ Używać wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny
- ⚠️ Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny urządzenia i akcesoriów
- ⚠️ Elementy wielokrotnego użytku wymagają odpowiedniej dezynfekcji
- ⚠️ Nie używać uszkodzonych elementów zestawu

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street,Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl