

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/petla-do-migdalekow-eves-280cm-z-zapadka-blokujaca-p-456.html>



Pętla do migdałków EVES 28.0cm, z zapadką blokującą

Cena brutto **86,29 zł**

Cena netto **79,90 zł**

Opis produktu

☐☐☐☐ Pętla do migdałków EVES 28.0cm, z zapadką blokującą

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pętlę do migdałków EVES 28.0cm, z zapadką, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Opis produktu

Profesjonalna **pętla do migdałków EVES 28.0 cm** to precyzyjne narzędzie laryngologiczne stosowane podczas zabiegów usuwania migdałków oraz innych procedur w obrębie jamy ustnej i gardła. Wyposażona w **mechanizm zapadkowy (blokadę)**, umożliwia stabilne utrzymanie napięcia pętli, co zwiększa kontrolę i bezpieczeństwo w trakcie zabiegu.

Wykonana z **wysokiej jakości stali nierdzewnej**, odpornej na korozję i przystosowanej do wielokrotnej sterylizacji.

☐ Najważniejsze cechy produktu

- ☐☐ **Długość całkowita:** 28.0 cm
- ☐☐ **Pętla EVES** – precyzyjna i stabilna
- ☐☐ **Zapadka blokująca** dla bezpiecznej pracy
- ☐☐ **Stal nierdzewna klasy medycznej**
- ☐☐ Przystosowana do wielokrotnej sterylizacji
- ☐☐ Ergonomiczny uchwyt ułatwiający operowanie
- ☐☐ Przeznaczona do profesjonalnego użytku laryngologicznego

☐☐ Zastosowanie

Narzędzie wykorzystywane podczas:

- ☐☐ zabiegów wycięcia migdałków
- ☐☐ procedur laryngologicznych
- ☐☐ precyzyjnych manipulacji w jamie ustnej i gardle

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl