

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pilnik-kostny-aufricht-dlugosc-210cm-p-459.html>



Pilnik kostny AUFRICHT, długość 21.0cm

Cena brutto **36,72 zł**

Cena netto **34,00 zł**

Opis produktu

☐☐ Pilnik kostny AUFRICHT 21.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pilnik kostny AUFRICHT 21.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Opis produktu

Pilnik kostny **AUFRICHT 21.0 cm** to specjalistyczne narzędzie stosowane w chirurgii ortopedycznej, plastycznej oraz zabiegowej. Służy do **modelowania, wygładzania i opracowywania powierzchni kostnych** podczas operacji. Wykonany z wysokiej jakości **stali nierdzewnej chirurgicznej**, zapewniającej trwałość, odporność na korozję i możliwość wielokrotnej sterylizacji.

Ergonomiczny uchwyt gwarantuje pewny chwyt oraz bezpieczną pracę nawet w wymagających warunkach operacyjnych.

☐ Cechy produktu

☐☐Cecha

☐☐Wartość

☐☐**Długość:** 21.0 cm

☐☐**Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

☐☐**Zastosowanie:** Opracowywanie i wygładzanie kości

☐☐**Chwyt:** Ergonomiczny

☐☐**Sterylizacja:** Autoklaw / sterylizacja chemiczna

☐☐ Zalety produktu

- ☐☐**Wysokiej jakości stal chirurgiczna** - odporność na korozję i uszkodzenia
- ☐☐**Optymalna długość 21 cm** - precyzyjne i stabilne prowadzenie narzędzia
- ☐☐**Idealny do pracy na tkance kostnej**
- ☐☐**Wyprofilowany uchwyt** - pewność i wygodę użytkowania
- ☐☐**Przystosowany do wielokrotnej sterylizacji**

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl