

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-anatomiczna-taylor-bagnetowa-dlugosc-185cm-p-507.html>

Pinceta anatomiczna TAYLOR, bagnetowa, długość 18.5cm



Cena brutto	10,26 zł
Cena netto	9,50 zł

Opis produktu

Pinceta anatomiczna TAYLOR, bagnetowa, długość 18.5cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pinceta anatomiczna TAYLOR 18.5cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ **Najważniejsze zalety**

Pinceta anatomiczna TAYLOR w wersji bagnetowej o długości 18,5 cm, zapewniająca doskonałą widoczność pola zabiegowego oraz precyzyjną kontrolę podczas pracy w trudno dostępnych miejscach.

☐☐ **Opis produktu**

Pinceta anatomiczna TAYLOR bagnetowa to specjalistyczne narzędzie medyczne przeznaczone do precyzyjnych procedur wymagających dostępu do głębszych lub ograniczonych przestrzeni. Charakterystyczna, bagnetowa konstrukcja minimalizuje zasłanianie pola widzenia przez dłoń operatora, co znacząco poprawia komfort i dokładność pracy. Narzędzie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na korozję, przystosowane do wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji.

⚙️ **Specyfikacja techniczna**

- ☐☐ Długość: 18,5 cm
- ☐☐ Materiał: stal nierdzewna (chirurgiczna)
- ☐☐ Typ: anatomiczna, bagnetowa (bez ząbków)
- ☐☐ Sterylizacja: dopuszczona (np. autoklaw)
- ☐☐ Konstrukcja: ergonomiczna, precyzyjna

☐☐ **Zastosowanie**

Pinceta przeznaczona do zastosowań w chirurgii, laryngologii oraz innych dziedzinach medycyny wymagających pracy w trudno dostępnych obszarach. Umożliwia precyzyjne chwytanie materiałów opatrunkowych oraz manipulację delikatnymi strukturami.

⚠️ **Bezpieczeństwo i certyfikaty**

Produkt posiada status wyrobu medycznego i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami.

- ✓ Klasyfikacja: wyrób medyczny
- ☐☐ Przeznaczenie: do użytku profesjonalnego lub zgodnie z instrukcją
- ⚠️ Ostrzeżenie: przed użyciem przeprowadzić dezynfekcję i/lub sterylizację
- ☐☐ Przeciwwskazania: nie stosować do celów innych niż medyczne

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl