

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-chirurgiczna-taylor-175cm-1x2-zeby-bagnetowa-p-517.html>

Pinceta chirurgiczna TAYLOR 17.5cm 1x2 zęby, bagnetowa



Cena brutto **9,61 zł**

Cena netto **8,90 zł**

Opis produktu

Pinceta chirurgiczna TAYLOR 17.5cm 1x2 zęby, bagnetowa,

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pinceta chirurgiczną TAYLOR 14.0cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Pinceta chirurgiczna **TAYLOR 17.5 cm** z końcówką **1x2 zęby** i charakterystycznym **kształtem bagnetowym** to precyzyjne narzędzie stosowane w mikrochirurgii, otolaryngologii, chirurgii plastycznej oraz zabiegach wymagających pracy w głębszych i trudno dostępnych miejscach.

Profil bagnetowy zapewnia **doskonałą widoczność pola operacyjnego**, a ząbkowane końcówki gwarantują pewny chwyt delikatnych struktur. Wykonana w całości z **wysokiej jakości stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na autoklaw i środki dezynfekcyjne.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Długość całkowita: 17.5 cm

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Końcówka chwytna: 1x2 zęby (delikatny i pewny chwyt)

Kształt: Bagnetowy (wygięta oś narzędzia)

Sterylizacja: Autoklaw, dezynfekcja chemiczna

Zastosowanie: Mikrochirurgia, laryngologia, zabiegi precyzyjne

Stan produktu: Nowy

Najważniejsze cechy produktu

☐☐Cechy

☐☐Opis

- ☐☐**Stal chirurgiczna:** Najwyższa trwałość i odporność na korozję
- ☐☐**Kształt bagnetowy:** Lepsza widoczność operowanego pola
- ☐☐**Końcówka 1×2 zęby:** Stabilny chwyt tkanek, bez ześlizgiwania
- ☐☐**Precyzyjna praca:** Idealna do zabiegów wymagających delikatności
- ☐☐**Wielokrotna sterylizacja:** Autoklaw / środki chemiczne

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić pincety anatomiczne w rozmiarach: 11.5cm, 13cm, 14cm, 15cm, 16cm, 18cm, 20cm, 25cm, 30cm, 40cm, 50cm,

A także pincety, pęsety, pencety: [POTTS-SMITH](#), [GERALD](#), [CUSHING](#), [SEMKEN](#), [ADSON](#), [MICRO-ADSON](#), [TAYLOR](#), [WACHENFELDT](#), [MERIAM](#), [LONDON-COLLAGE](#) i inne.