

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-chirurgiczna-z-zabkami-2x3-zeby-wybor-rozmiarow-11-5cm-14cm-16cm-18cm-20cm-p-478.html>



## Pinceta chirurgiczna, z ząbkami, 2x3 zęby - wybór rozmiarów: 11,5cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm)

Cena brutto	<b>7,45 zł</b>
Cena netto	<b>6,90 zł</b>

### Opis produktu

## Pinceta chirurgiczna 2x3 zęby

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pincetę chirurgiczną 2x3 zęby, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

**Pęseta chirurgiczna prosta** wielorazowy, niejałowy wyrób z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Część pracująca zakończona prosto z zębami 2x3, a anatomiczny kształt zapewnia stabilny chwyt. Stosowana w gabinetach specjalistycznych czy zabiegowych. Produkt może być sterylizowany.

Pinceta chirurgiczna 2x3 zęby zapewnia bardzo dobre trzymanie tkanek, zęby zapobiegają wyślizgiwaniu się trzymanego materiału z chwytu.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić pincety [chirurgiczne](#) oraz [anatomiczne](#) w rozmiarach: 11.5cm, 13cm, 14cm, 15cm, 16cm, 18cm, 20cm, 25cm, 30cm, 40cm, 50cm,

A także pincety, pęsety, pencety: [POTTS-SMITH](#), [GERALD](#), [CUSHING](#), [SEMKEN](#), [ADSON](#), [MICRO-ADSON](#), [TAYLOR](#), [WACHENFELDT](#), [MERIAM](#), [LONDON-COLLAGE](#) i inne.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:** 11.5cm , 14cm , 16cm , 18cm , 20cm

### Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.

- 
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
  7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
  8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
  9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
  10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: [info@cmcmedicaldevices.com](mailto:info@cmcmedicaldevices.com)

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)