

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-iris-100cm-1x2-zeby-mikrochirurgiczna-p-493.html>



Pinceta IRIS 10.0cm, 1x2 zęby, mikrochirurgiczna

Cena brutto **12,85 zł**

Cena netto **11,90 zł**

Opis produktu

Pinceta IRIS 10.0cm, 1x2 zęby, mikrochirurgiczna

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu Pinceta IRIS 10.0cm, 1x2 zęby, mikrochirurgiczna, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Precyzyjna *penseta chirurgiczna* mikro **IRIS** o długości **10 cm** z końcówkami w kształcie ząbków **1x2**. Instrument medyczny służy do podtrzymywania tkanek w trakcie zabiegów chirurgicznych w stomatologii, weterynarii i innych dziedzinach. Znajduje zastosowanie do tkanek o niskiej wrażliwości ze względu na ostre i wąskie końcówki.

Delikatna pinceta przeznaczona jest do zabiegów mikrochirurgicznych. Posiada antypoślizgową rękojęść z ryflowanymi powierzchniami, które gwarantują odpowiednią chwytność i dopasowanie do każdej dłoni.

Mikrochirurgiczna pinceta IRIS

- typ: 1x2 chirurgiczna z ząbkami
- dostępne rodzaje
 - prosta
 - lekkozagięta
 - zagięta
- długość całkowita: 10cm
- końcówki roboczej 1 mm
- wykonanie: ze stali nierdzewnej

Zalety korzystania z pęsety typu IRIS

- wysoki gatunek matowej stali chirurgicznej
- dobre dopasowanie do dłoni i wygoda w użytkowaniu
- antypoślizgowa rękojęść i dobra sprężystość

Pęseta IRIS spełnia wszelkie wymogi placówek medycznych i jest rekomendowana przez lekarzy specjalistów. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecana sterylizacja.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić pincety anatomiczne w rozmiarach: 11.5cm, 13cm, 14cm, 15cm, 16cm, 18cm, 20cm, 25cm, 30cm, 40cm, 50cm,

A także pincety, pęsety, pencety: [POTTS-SMITH](#), [GERALD](#), [CUSHING](#), [SEMKEN](#), [IRIS](#), [MICRO-IRIS](#), [TAYLOR](#), [WACHENFELDT](#), [MERIAM](#), [LONDON-COLLAGE](#) i inne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj:: lekko zagięta , prosta , zagięta

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl