
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-semken-wybor-rozmiarow-125cm-15cm-p-503.html>



Pinceta SEMKEN - (wybór rozmiarów: 12.5cm, 15cm)

Cena brutto **7,45 zł**

Cena netto **6,90 zł**

Opis produktu

Pinceta SEMKEN

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pincetę SEMKEN, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Precyzyjna **pinceta chirurgiczna SEMKEN** to profesjonalne narzędzie stosowane w chirurgii, stomatologii, kosmetologii i weterynarii. Jej delikatnie **proste** lub **zagięte końcówki z rowkowaną powierzchnią** zapewniają **pewny chwyt i precyzyjne manipulowanie tkankami lub materiałami opatrunkowymi**.

Wykonana z **wysokiej jakości stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję i działanie środków dezynfekcyjnych. Idealna zarówno do użytku profesjonalnego, jak i edukacyjnego.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Długość całkowita: 12.5cm, 15cm

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Rodzaj końcówki: Rowkowana, prosta lub zagięta

Sterylizacja: Tak - autoklaw / środki chemiczne

Zastosowanie: Chirurgia, stomatologia, kosmetologia, weterynaria

Stan: Nowa

Najważniejsze cechy produktu

Cechy

Opis

Stal nierdzewna chirurgiczna: Odporna na korozję i środki dezynfekcyjne

Ergonomiczny uchwyt: Żłobienia antypoślizgowe dla lepszego chwytu

Precyzyjne końcówki: Idealne do chwytania tkanek lub materiałów

Sterylizowalna: Do autoklawowania i dezynfekcji chemicznej

☐ **Zastosowanie profesjonalne:** Chirurgia, stomatologia, weterynaria, kosmetologia

•

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 12cm , 15cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl