

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-stomatologiczna-jednogieta-london-college-155cm-wybor-figury-fig1-fig2-p-505.html>



Pinceta stomatologiczna jednogięta LONDON - COLLEGE 15.5cm - (wybór figury: Fig.1, Fig.2)

Cena brutto	7,56 zł
Cena netto	7,00 zł

Opis produktu

Pinceta stomatologiczna LONDON - COLLEGE 15.5cm, jednogięta

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pincetę stomatologiczną LONDON - COLLEGE 15.5cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Najważniejsze zalety

Precyzyjna pinceta stomatologiczna typu LONDON-COLLEGE została zaprojektowana z myślą o dokładnej pracy w warunkach gabinetowych. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu i wysokiej jakości wykonania zapewnia komfort użytkowania oraz kontrolę podczas zabiegów.

☐☐ Opis produktu

Pinceta stomatologiczna jednogięta LONDON-COLLEGE o długości 15,5 cm to narzędzie przeznaczone do profesjonalnego użytku w stomatologii oraz innych dziedzinach medycznych. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, charakteryzuje się odpornością na korozję oraz możliwością wielokrotnej sterylizacji. Jednogięta końcówka umożliwia precyzyjne chwytanie materiałów opatrunkowych oraz drobnych elementów w trudno dostępnych miejscach.

⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Długość: 15,5 cm
- ☐☐ Typ: pinceta jednogięta (LONDON-COLLEGE)
- ☐☐ Materiał: stal nierdzewna medyczna
- ☐☐ Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- ☐ Wykończenie: ergonomiczne, antypoślizgowe uchwyty

☐☐ Zastosowanie

Pinceta przeznaczona jest do stosowania w gabinetach stomatologicznych, klinikach oraz placówkach medycznych. Używana m.in. do:

- ☐☐ chwytania materiałów opatrunkowych
- ☐☐ manipulowania drobnymi elementami w jamie ustnej

-
- □□ zastosowań zabiegowych wymagających wysokiej precyzji

□□ Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym do profesjonalnego użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

- □□ Klasyfikacja: wyrób medyczny (zgodny z obowiązującymi przepisami UE)
 - □ Oznakowanie CE (deklaracja zgodności producenta)
 - △ Przed użyciem należy przeprowadzić odpowiednią sterylizację
 - △ Używać zgodnie z przeznaczeniem i procedurami medycznymi
 - △ Nie stosować w przypadku uszkodzenia narzędzia
-

Posiadamy w sprzedaży dostępne pincety stomatologiczne LONDON-COLLEGE jednogięte:

- Fig.1,
- Fig.2.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj figury: Fig.1 , Fig.2

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl