

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/podwazka-disektor-cottle-210cm-p-524.html>

## Podważka, disektor COTTLE 21.0cm

Cena brutto **29,05 zł**

Cena netto **26,90 zł**

### Opis produktu

## Podważka, disektor COTTLE 21.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu podważkę COTTLE 21.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

Podważka typu COTTLE o długości 21 cm to specjalistyczne narzędzie chirurgiczne stosowane do precyzyjnego oddzielania tkanek oraz pracy w obrębie struktur kostnych i chrzęstnych, szczególnie w zabiegach laryngologicznych i chirurgicznych.

Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, co zapewnia trwałość oraz odporność na wielokrotne procesy dezynfekcji i sterylizacji. Odpowiednio wyprofilowana końcówka robocza umożliwia dokładną i kontrolowaną pracę w polu zabiegowym.

Ergonomiczna konstrukcja uchwytu zwiększa komfort użytkowania i bezpieczeństwo podczas procedur wymagających precyzji.

### Najważniejsze zalety

- Precyzyjne oddzielanie i podważanie tkanek
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- Długość 21 cm zapewniająca wygodę i kontrolę pracy
- Narzędzie wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji
- Przeznaczona do profesjonalnych procedur chirurgicznych

### Specyfikacja techniczna

- Długość: 21,0 cm
- Materiał: stal chirurgiczna
- Typ narzędzia: podważka COTTLE
- Wielorazowego użytku: tak
- Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny

### Zastosowanie

Podważka przeznaczona jest do zastosowań medycznych, w szczególności:

- w chirurgii laryngologicznej
- do oddzielania i preparowania tkanek
- w zabiegach w obrębie struktur kostnych i chrzęstnych
- w szpitalach, klinikach i gabinetach specjalistycznych

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

### Bezpieczeństwo i certyfikaty

- 
- □□ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  - □ Oznakowanie CE
  - △ Wyrób medyczny – stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
  - △ Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
  - △ Nie stosować w przypadku uszkodzenia części roboczej
  - △ Niewłaściwe użycie może prowadzić do urazów tkanek
  - △ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

### □ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

### □ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

### □ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl