

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/podwazka-do-migdalekow-hurd-230cm-p-526.html>



## Podważka do migdałków HURD 23.0cm

Cena brutto **22,57 zł**

Cena netto **20,90 zł**

### Opis produktu

## Podważka do migdałków HURD 23.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu podważka do migdałków HURD, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

Podważka do migdałków **HURD**, o długości **23 cm**, to specjalistyczne narzędzie stosowane w zabiegach laryngologicznych – szczególnie w procedurach usuwania migdałków. Precyzyjna końcówka oraz ergonomiczny kształt umożliwiają pewny chwyt i bezpieczną pracę.

Wykonana ze **stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję i wielokrotne procesy sterylizacji.

### Specyfikacja techniczna

#### Cecha

#### Opis

**Długość całkowita:** 23 cm

**Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

**Sterylizacja:** Autoklaw / dezynfekcja chemiczna

**Typ narzędzia:** Podważka do migdałków HURD

**Konstrukcja:** Precyzyjna i ergonomiczna

### Najważniejsze cechy

#### Cechy

#### Opis

**Wysokiej jakości stal chirurgiczna:** Trwałość i odporność na korozję

**Długość 23 cm:** Idealna do procedur laryngologicznych

**Sterylizowalna:** W autoklawie lub chemicznie

**Wygodny uchwyt:** Stabilna i komfortowa praca

---

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl