

---

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/podwazka-joseph-masing-220cm-p-527.html>

## Podważka JOSEPH-MASING 22.0cm



Cena brutto **18,90 zł**

Cena netto **17,50 zł**

---

### Opis produktu

## Podważka JOSEPH-MASING 22.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu podważkę JOSEPH-MASING 22cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☑ **Wyrób medyczny - niezawodne narzędzie do precyzyjnej preparacji**

### ☑☑ Opis produktu

Podważka **JOSEPH-MASING 22,0 cm** to specjalistyczne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do delikatnej preparacji tkanek oraz oddzielania struktur anatomicznych. Zaprojektowana z myślą o wysokiej precyzji i ergonomii pracy.

---

### ☑ Najważniejsze cechy

- ☑☑ **Długość: 22,0 cm** - idealna do precyzyjnych zabiegów
- ☑☑ **Wykonana ze stali nierdzewnej** - trwała i odporna na korozję
- ☑☑ **Ergonomiczny kształt** - pewny i komfortowy chwyt
- ☑☑ **Cienkie ostrze robocze** - umożliwia delikatną i kontrolowaną preparację
- ☑☑ **Możliwość wielokrotnej sterylizacji** (autoklaw)
- ☑☑ Zastosowanie w chirurgii ogólnej i specjalistycznej

---

### ☑☑ Zastosowanie

- Chirurgia ogólna
  - Chirurgia rekonstrukcyjna
  - Chirurgia plastyczna
  - Zabiegi ambulatoryjne
  - Preparacja tkanek miękkich
-

---

## ☐☐ Status produktu

### ✓ Wyrób medyczny

- ✓ Nowy, fabrycznie zapakowany
- ✓ Zgodny ze standardami jakości CE

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

### ☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

### ☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

### ☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl