

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/podwazka-nosowa-freer-180cm-ostra-tepa-p-535.html>



Podważka nosowa FREER 18.0cm, ostra-tępa

Cena brutto **18,90 zł**

Cena netto **17,50 zł**

Opis produktu

Podważka nosowa FREER 18.0cm, ostra-tępa

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu podważkę nosową FREER 18.0cm, ostra-tępa która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Profesjonalna **podważka nosowa FREER 18.0 cm** to wysokiej jakości narzędzie chirurgiczne używane głównie w **zabiegach laryngologicznych (ENT)**, zwłaszcza przy **operacjach nosa i zatok**. Wyposażona jest w **dwie różne końcówki robocze - jedną ostrą i jedną tępa**, co zapewnia wszechstronność zastosowania: od delikatnego odwarstwiania tkanek po precyzyjne podważanie struktur chrzęstnych.

Wykonana z **polerowanej stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję i środki dezynfekcyjne. Podważka FREER nadaje się do **sterylizacji w autoklawie** i może być używana wielokrotnie bez utraty właściwości.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Długość całkowita: 18.0 cm

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Końcówki: Jedna ostra, jedna tępa

Kształt: Obustronna, smukła budowa

Sterylizacja: Tak - autoklaw / środki chemiczne

Zastosowanie: Laryngologia, chirurgia plastyczna, zabiegi nosa

Stan: Nowy

Najważniejsze cechy produktu

Cechy

Opis

Stal nierdzewna chirurgiczna: Wysoka trwałość i odporność na korozję

Dwie końcówki - ostra i tępa: Wszechstronność w pracy chirurgicznej

□ **Ergonomiczny uchwyt:** Stabilność i pewny chwyt w dłoni

□ **Długość 18 cm:** Precyzyjna kontrola w trakcie zabiegów

✦ **Sterylizowalna:** Przystosowana do autoklawowania

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl