

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pojemnik-metalowy-na-narzedzia-chirurgiczne-rozne-wielkosci-p-541.html>



Pojemnik metalowy na narzędzia chirurgiczne - różne wielkości

Cena brutto **33,37 zł**

Cena netto **30,90 zł**

Opis produktu

☐☐ Pojemnik metalowy na narzędzia chirurgiczne

Pojemnik na instrumenty chirurgiczne wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej, posiada znak CE. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji

☐☐ Dostępne rozmiary pojemników:

- **18cmx8cmx4cm**
- **20cmx10cmx5cm**
- **25cmx15cmx5cm**
- **30cmx20cmx8cm**

☐☐ Opis produktu

Pojemnik na instrumenty chirurgiczne to profesjonalny, wytrzymały pojemnik przeznaczony do przechowywania, transportu i sterylizacji narzędzi medycznych. Wykonany z **wysokiej jakości stali nierdzewnej**, zapewnia odporność na korozję, wysoką temperaturę oraz środki dezynfekcyjne.

Idealny do zastosowania w:

- ☐☐ gabinetach lekarskich
- ☐☐ stomatologii
- ☐☐ weterynarii
- ☐☐ placówkach zabiegowych i szpitalach

⚙ Specyfikacja techniczna

☐☐ **Cecha**

☐☐ **Opis**

☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

⚙ **Sterylizacja:** Autoklaw / dezynfekcja chemiczna

☐☐ **Przeznaczenie:** Przechowywanie i sterylizacja narzędzi

☐☐ **Konstrukcja:** Stabilna, odporna, gładkie krawędzie

☐☐ **Stan produktu:** Nowy

☐☐ Najważniejsze cechy

☐ **Cechy**

☐☐ **Opis**

☐☐ **Stal nierdzewna premium:** Wysoka trwałość, brak korozji

☐☐ **Duża pojemność:** Idealny rozmiar do zestawów narzędzi chirurgicznych

⚙ **Do autoklawu:** Bezpieczny w sterylizatorach parowych

☐☐ **Higieniczna konstrukcja:** Gładka powierzchnia ułatwia mycie i dezynfekcję

☐☐ **Zastosowanie medyczne:** Chirurgia, stomatologia, weterynaria, zabiegi ambulatoryjne

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary pojemnika:: 18cmx8cmx4cm , 20cmx10cmx5cm , 25cmx15cmx5cm , 30cmx20cmx8cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street,Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl