

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/rozwieracz-do-gipsu-henning-dlugosc-280cm-p-550.html>



Rozwieracz do gipsu HENNING, długość 28.0cm

Cena brutto **129,60 zł**

Cena netto **120,00 zł**

Opis produktu

☐☐ Rozwieracz do gipsu HENNING 28.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rozwieracz do gipsu HENNING 28.0cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Niezastąpione narzędzie w pracowniach ortopedycznych i protetycznych

Rozciągacz do gipsu **HENNING 28.0 cm** to wysokiej jakości instrument przeznaczony do precyzyjnego rozszerzania opatrunków gipsowych. Zaprojektowany dla specjalistów, zapewnia pełną kontrolę i wygodę pracy.

☐☐ Najważniejsze cechy produktu

- ☐ **Długość: 28,0 cm** — idealny rozmiar do większości zastosowań
- ☐☐ **Stabilna, trwała konstrukcja**
- ☐☐ **Łatwy do dezynfekcji**
- ☐☐ **Ergonomiczny uchwyt** zapewniający pewny chwyt
- ☐☐ **Dokładne wykonanie** gwarantujące precyzyjną pracę
- ☐☐ **Profesjonalny wyrób medyczny**

☐☐ Zastosowanie

- ✓ Rozszerzanie opatrunków gipsowych
- ✓ Korekta i dopasowanie gipsu w trakcie leczenia
- ✓ Pracownie ortopedyczne, protetyczne i medyczne

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl