

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/rozwieracz-do-ran-70cm-3-x-4-zeby-p-565.html>



Rozwieracz do ran 7.0cm, 3 x 4 zęby

Cena brutto	46,33 zł
Cena netto	42,90 zł

Opis produktu

Rozwieracz do ran 7.0cm, 3 x 4 zęby

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rozwieracz do ran 7.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Rozwieracz do ran 7.0cm, 3 x 4 zęby dostępny jest w dwóch rodzajach:

- z ostrymi zębami,
- z tępymi zębami

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: ostry , tępy