

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/rozwieracz-do-ran-70cm-3-x-4-zeby-p-565.html>



Rozwieracz do ran 7.0cm, 3 x 4 zęby

Cena brutto **46,33 zł**

Cena netto **42,90 zł**

Opis produktu

☐☐ Rozwieracz do ran 7.0cm, 3 x 4 zęby

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rozwieracz do ran 7.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Niezastąpiony w zabiegach chirurgicznych

Rozwieracz chirurgiczny **7,0 cm, 3x4 zęb**, to narzędzie przeznaczone do atraumatycznego rozsuwania tkanek podczas zabiegów. Tępe zakończenia minimalizują ryzyko uszkodzeń, a solidna konstrukcja zapewnia stabilność pracy.

☐ Najważniejsze cechy

- ☐☐ **Długość: 7,0 cm**
- ☐☐ **Wysokiej jakości stal nierdzewna**
- ☐☐ **Przystosowany do sterylizacji**
- ☐ **Precyzyjne wykonanie**
- ☐☐ **CE** - wyrób medyczny zgodny z normami

☐☐ Zastosowanie

- ☐☐ Chirurgia ogólna
- ☐☐ Chirurgia okulistyczna
- ☐☐ Zabiegi mikrochirurgiczne
- ☐☐ Chirurgia weterynaryjna
- ☐☐ Manipulacje wymagające delikatnego odsłonięcia pola operacyjnego

Rozwieracz do ran 7.0cm, 3 x 4 zęby dostępny jest w dwóch rodzajach:

- **z ostrymi zębami,**
- **z tępymi zębami**

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: ostry , tępy

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl