

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/rozwieracz-do-ran-gelpi-retraktor-wybor-rozmiarow-15cm-18cm-p-570.html>



Rozwieracz do ran GELPI, retraktor - (wybór rozmiarów: 15cm, 18cm)

Cena brutto **71,28 zł**

Cena netto **66,00 zł**

Opis produktu

Rozwieracz do ran GELPI, retraktor

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rozwieracz do ran GELPI, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Rozwieracz do ran **GELPI** to narzędzie chirurgiczne stosowane do stabilnego i bezpiecznego rozwierania tkanek podczas zabiegów. Wyposażony w **ostre, pojedyncze haczyki** oraz **mechanizm samoblokujący**, umożliwia utrzymanie pola operacyjnego w pełni otwartego bez potrzeby dodatkowego podtrzymywania.

Wykonany z **trwałej stali nierdzewnej**, odpornej na korozję i przeznaczonej do wielokrotnej sterylizacji, gwarantuje niezawodność i długą żywotność.

Najważniejsze cechy produktu

- Długość:** 15cm, 18cm
- Materiał:** Stal nierdzewna medyczna
- Mechanizm:** Samoblokujący (ratchet)
- Końcówki:** Pojedyncze haczyki, ostre
- Sterylizacja:** Autoklawowalny
- Zastosowanie:** Chirurgia / Ortopedia / Weterynaria,

Specyfikacja techniczna

- | Cecha | Wartość |
|-------------------|---------------------------|
| Długość: | 15cm, 18cm |
| Końcówki: | Pojedyncze haczyki, ostre |
| Mechanizm: | Samoblokujący |
| Materiał: | Stal nierdzewna medyczna |

☐☐ **Sterylizacja:** Autoklaw

☐☐ **Przeznaczenie:** Chirurgia, ortopedia, weterynaria

☐☐ Zastosowanie

- ✓ Stabilne rozwieranie ran
- ✓ Zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne
- ✓ Weterynaria
- ✓ Praca w salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 15cm , 18cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl