


Link do produktu: <https://www.monamed.pl/rozwieracz-policzkowy-dla-gryzoni-przedluzony-90cm-wybor-rozmiarow-40mm-60mm-p-577.html>



Rozwieracz policzkowy dla gryzoni przedłużony 9.0cm - (wybór rozmiarów: 40mm, 60mm)

Cena brutto **19,56 zł**

Cena netto **15,90 zł**

Opis produktu

☐☐ ☐☐ ☐☐ Rozwieracz policzkowy dla gryzoni o długości 9.0cm z przedłużonymi ramionami

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rozwieracz policzkowy dla gryzoni przedłużony 9.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Opis produktu

Profesjonalny **rozwieracz policzkowy dla gryzoni 9.0 cm** to precyzyjne narzędzie weterynaryjne przeznaczone do **zabiegów stomatologicznych i diagnostycznych** u małych zwierząt – szczególnie gryzoni ☐☐☐☐ oraz królików ☐☐.

Dzięki **ergonomicznej konstrukcji i wydłużonym ramionom**, rozwieracz umożliwia **stabilne utrzymanie otwartej jamy ustnej** podczas zabiegu, zapewniając jednocześnie komfort i bezpieczeństwo zwierzęcia.

Wykonany z **wysokiej jakości stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję i sterylizację, gwarantuje trwałość i niezawodność w codziennej pracy weterynaryjnej.

⚙️ Specyfikacja techniczna

☐☐ Cecha

☐☐ Opis

☐☐ **Długość całkowita:** 9.0 cm

☐☐ **Wielkość ramion:** 40mm, 60mm

☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

☐☐ **Zastosowanie:** Zabiegi stomatologiczne u gryzoni i królików

⚙️ **Sterylizacja:** Tak – autoklaw / środki chemiczne

☐☐ **Konstrukcja:** Ergonomiczna, lekka, stabilna

☐☐ **Stan produktu:** Nowy

☐☐ Najważniejsze cechy produktu

☐☐Cechy

☐☐Opis

☐☐**Stal nierdzewna chirurgiczna:** Odporna na rdzę, korozję i środki dezynfekcyjne

☐☐**Rozstaw:** Umożliwia bezpieczne odchylenie policzków

☐☐**Ergonomiczny uchwyt:** Zapewnia komfort i precyzję pracy

☐☐**Zastosowanie weterynaryjne:** Idealny do małych gryzoni i królików

☐☐**Sterylizowalny:** Do wielokrotnego użytku po autoklawowaniu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 40mm , 60mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

