

---

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/rozwieracz-retraktor-do-ran-weitlaner-105cm-2-x-3-zab-p-567.html>



## Rozwieracz / retraktor do ran WEITLANER 10.5cm, 2 x 3 zęb

Cena brutto **59,40 zł**

Cena netto **55,00 zł**

---

### Opis produktu

## Rozwieracz, retraktor do ran WEITLANER, długość 10.5cm, 2x3 zęby

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rozwieracz do ran WEITLANER 10.5cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Wyrób medyczny do utrzymywania ekspozycji pola operacyjnego

#### Opis produktu

Rozwieracz do ran **Weitlaner** to wysokiej jakości narzędzie chirurgiczne przeznaczone do **samoatrzymującego odciągania tkanek**, zapewniające szeroką i stabilną ekspozycję podczas zabiegów operacyjnych. Model z **ostrymi zębami 2x3** idealnie sprawdza się w chirurgii ogólnej, ortopedii oraz procedurach wymagających pewnego zakotwiczenia w tkankach.

---

#### Parametry techniczne

- **Długość całkowita:** 10.5 cm
- **Zęby:** 2 x 3
- **Typ zębów:** ostre lub tępe
- **Mechanizm:** samoatraskowy (self-retaining)
- **Materiał:** stal chirurgiczna nierdzewna
- **Zastosowanie:** chirurgia ogólna, ortopedia, zabiegi urazowe, procedury rekonstrukcyjne

---

#### Najważniejsze cechy

- Stabilne i pewne odciąganie tkanek
  - Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca długotrwałą pracę
  - Samoatraskowy mechanizm utrzymujący stałe odwarcie
  - Odporność na korozję i uszkodzenia
  - Przystosowany do sterylizacji w autoklawie
  - Narzędzie wielorazowego użytku
-

---

## ☐ Informacje dodatkowe

Produkt jest **wyrobem medycznym**, przeznaczonym wyłącznie do stosowania przez **wykwalifikowany personel medyczny**.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj:** ostry , tępy

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszus dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

### ☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

### ☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

### ☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl