

---

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/rozwieracz-retraktor-do-ran-weitlaner-140cm-3-x-4-zeby-p-568.html>



## Rozwieracz / retraktor do ran WEITLANER 14.0cm, 3 x 4 zęby

Cena brutto **64,80 zł**

Cena netto **60,00 zł**

---

### Opis produktu

## Rozwieracz, retraktor do ran WEITLANER, długość 14.0cm, 3x4 zęby

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rozwieracz do ran WEITLANER 14cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Wyrób medyczny do utrzymywania ekspozycji pola operacyjnego

#### Opis produktu

Rozwieracz do ran **Weitlaner** to wysokiej jakości narzędzie chirurgiczne przeznaczone do **samoatrzymującego odciągania tkanek**, zapewniające szeroką i stabilną ekspozycję podczas zabiegów operacyjnych. Model z **ostrymi zębami 3x4** idealnie sprawdza się w chirurgii ogólnej, ortopedii oraz procedurach wymagających pewnego zakotwiczenia w tkankach.

#### Parametry techniczne

- **Długość całkowita:** 14,0 cm
- **Zęby:** 3 × 4
- **Typ zębów:** ostre lub tępe
- **Mechanizm:** samozatraskowy (self-retaining)
- **Materiał:** stal chirurgiczna nierdzewna
- **Zastosowanie:** chirurgia ogólna, ortopedia, zabiegi urazowe, procedury rekonstrukcyjne

#### Najważniejsze cechy

- Stabilne i pewne odciąganie tkanek
- Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca długotrwałą pracę
- Samozatraskowy mechanizm utrzymujący stałe odwarcie
- Odporność na korozję i uszkodzenia
- Przystosowany do sterylizacji w autoklawie
- Narzędzie wielorazowego użytku

#### Informacje dodatkowe

---

Produkt jest **wyrobem medycznym**, przeznaczonym wyłącznie do stosowania przez **wykwalfikowany personel medyczny**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj:** ostry , tępy

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszus dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl