

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/rozwieracz-sprezynowy-jamy-ustnej-wybor-rozmiarow-6cm-8cm-11cm-p-578.html>



Rozwieracz sprężynowy jamy ustnej - (wybór rozmiarów: 6cm, 8cm, 11cm)

Cena brutto **67,53 zł**

Cena netto **54,90 zł**

Opis produktu

Rozwieracz sprężynowy jamy ustnej

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rozwieracz sprężynowy jamy ustnej, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

- **Przeznaczony do badań stomatologicznych i ułatwienia procedur stomatologicznych**
- **Konstrukcja ze stali nierdzewnej z gumowymi wkładkami do ochrony zębów**
- **Ze sprężyną i blokadą**
- **Łatwy do wstawienia, bardzo stabilny**

Opis produktu

Rozwieracz sprężynowy jamy ustnej to kompaktowe i funkcjonalne narzędzie wykorzystywane w stomatologii, weterynarii oraz badaniach ambulatoryjnych. Mechanizm sprężynowy zapewnia delikatne, kontrolowane odchylenie tkanek i stabilne utrzymanie otwarcia jamy ustnej podczas badań lub drobnych zabiegów.

Wykonany z **wysokiej jakości stali nierdzewnej**, jest wytrzymały, odporny na korozję i w pełni przystosowany do **wielokrotnej sterylizacji**.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Przeznaczenie: Stomatologia, weterynaria, zabiegi ambulatoryjne

Sterylizacja: Autoklaw / dezynfekcja chemiczna

Mechanizm: Sprężynowy, dwustronny

Stan produktu: Nowy

Najważniejsze cechy

Cechy

Opis

Stal nierdzewna premium: Trwała, odporna na korozję i środki dezynfekcyjne

Kompaktowa długość: Idealny do pracy w ograniczonej przestrzeni

Mechanizm sprężynowy: Płynne i kontrolowane działanie

☸ **Wielokrotna sterylizacja:** W pełni autoklawowalny

☐ **Zastosowanie profesjonalne:** Stomatologia, weterynaria, diagnostyka

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 11cm , 6cm , 8cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl