

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/skrobaczka-ginekologiczna-recamier-sims-bumm-ostra-sztywna-310cm-p-588.html>



Skrobaczka ginekologiczna RECAMIER - SIMS - BUMM ostra- sztywna 31.0cm

Cena brutto **24,73 zł**

Cena netto **22,90 zł**

Opis produktu

Skrobaczka ginekologiczna RECAMIER-SIMS-BUMM ostra- sztywna 31.0cm wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej, posiada znak CE. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj figury: FIG. 0 , FIG. 00 , Fig. 1 , FIG. 10 , FIG. 12 , FIG. 14 , FIG. 15 , FIG. 16 , Fig. 2 , FIG. 3 , FIG. 4 , FIG. 5 , FIG. 6 , FIG. 8 , FIG. 9

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania

e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED

ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo

tel. 603-477-248

e-mail: monamed@monamed.pl