

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/spinak-do-serwet-backhaus-opinak-zacisk-chirurgiczny-wybor-rozmiarow-9cm-11cm-13cm-p-593.html>



Spinak do serwet Backhaus, opinak, zacisk chirurgiczny - (wybór rozmiarów: 9cm, 11cm, 13cm)

Cena brutto	10,26 zł
Cena netto	9,50 zł

Opis produktu

Spinak do serwet BACKHAUS

W naszym sklepie oferujemy Państwu spinak do serwet BACKHAUS, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Profesjonalny **spinak do serwet BACKHAUS** to niezastąpione narzędzie w gabinetach stomatologicznych i chirurgicznych. Wykonany z **wysokiej jakości stali nierdzewnej**, zapewnia **pewny chwyt i precyzję** podczas mocowania serwet i innych materiałów medycznych. Idealny do **użycia wielokrotnego** – odporny na sterylizację i środki dezynfekcyjne.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Długość: 9cm, 11cm, 13cm

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Uchwyt: Ergonomiczny, pewny chwyt

Sterylizacja: Tak – autoklaw / środki chemiczne

Stan: Nowy

Najważniejsze cechy produktu

Cechy

Opis

Stal nierdzewna: Odporna na korozję i środki dezynfekcyjne

Ergonomiczny uchwyt: Zapewnia pewny chwyt serwet

Sterylizowalny: Możliwość autoklawowania lub dezynfekcji chemicznej

☐ **Zastosowanie medyczne:** Gabinety stomatologiczne i chirurgiczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 11cm , 13cm , 8cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl