

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/spinak-do-serwet-jones-opinak-zacisk-chirurgiczny-wybor-rozmiarow-5cm-9cm-p-594.html>



Spinak do serwet JONES, opinak, zacisk chirurgiczny - (wybór rozmiarów: 5cm, 9cm)

Cena brutto	8,75 zł
Cena netto	8,10 zł

Opis produktu

Spinak do serwet JONES

W naszym sklepie oferujemy Państwu spinak do serwet JONES, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Spinak **JONES** to klasyczne narzędzie chirurgiczne umożliwiające szybkie, pewne i stabilne mocowanie serwet operacyjnych. Dzięki swojej **prostej, sprężynującej konstrukcji** jest bardzo łatwy w użyciu, a jednocześnie gwarantuje pewny chwyt bez ryzyka uszkodzenia materiału.

Wykonany z **wysokiej jakości stali nierdzewnej medycznej**, jest odporny na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz pełną sterylizację w autoklawie. To niezbędny element wyposażenia profesjonalnych zestawów narzędziowych.

Najważniejsze cechy produktu

Typ: Spinak do serwet – model JONES

Materiał: Stal nierdzewna medyczna

Waga: Lekki, wygodny w użyciu

Mechanizm: Zacisk sprężynujący

Sterylizacja: Autoklawowalny

Zastosowanie: Blok operacyjny / gabinety / zestawy zabiegowe

Specyfikacja techniczna

Cecha	Wartość
-------	---------

Długość:	5cm, 9cm
-----------------	----------

-
- ☐☐**Typ:** Spinak do serwet – JONES
- ☐☐**Materiał:** Stal nierdzewna medyczna
- ☐☐**Mechanizm:** Zacisk sprężynujący
- ☐☐**Sterylizacja:** Autoklaw
- ☐☐**Zastosowanie:** Chirurgia, gabinety zabiegowe
-

☐☐ Zastosowanie

- ✓ Mocowanie serwet operacyjnych
- ✓ Organizacja pola zabiegowego
- ✓ Zabiegi ambulatoryjne i operacyjne
- ✓ Każdy zestaw chirurgiczny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość:: 5cm , 9cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl