

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/spinaki-do-serwet-lorna-opinak-zacisk-chirurgiczny-wybor-rozmiarow-10cm-13cm-p-595.html>



Spinaki do serwet LORNA, opinak, zacisk chirurgiczny - (wybór rozmiarów: 10cm, 13cm)

Cena brutto	10,69 zł
Cena netto	9,90 zł

Opis produktu

Spinaki do serwet LORNA

W naszym sklepie oferujemy Państwu spinaki do serwet LORNA, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Spinaki do serwet **LORNA** to narzędzie chirurgiczne przeznaczone do skutecznego i stabilnego mocowania serwet operacyjnych w trakcie zabiegów. Ich ergonomiczna konstrukcja zapewnia łatwe i szybkie zakładanie, natomiast mocny zacisk utrzymuje serwetę w miejscu nawet podczas dynamicznej pracy zespołu operacyjnego.

Wykonane z **wysokiej klasy stali nierdzewnej**, odporne są na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz częste procesy sterylizacji.

Najważniejsze cechy produktu

- Długość:** 10cm, 13cm
- Materiał:** Stal nierdzewna medyczna
- Sterylizacja:** Autoklawowalne
- Zapięcie:** Pewny, stabilny chwyt
- Ergonomia:** Wygodny uchwyt, precyzyjne ramiona
- Przeznaczenie:** Blok operacyjny / Gabinety zabiegowe / Weterynaria

Specyfikacja techniczna

Cecha	Wartość
-------	---------

-
- ☐☐ **Długość:** 10cm, 13cm
- ☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna medyczna
- ☐☐ **Sterylizacja:** Autoklaw
- ☐☐ **Mechanizm:** Stabilny zacisk
- ☐☐ **Zastosowanie:** Chirurgia, medycyna, weterynaria
-

☐☐ Zastosowanie

- ✓ Mocowanie serwet operacyjnych
- ✓ Stabilizacja materiałów w polu operacyjnym
- ✓ Zastosowania medyczne i weterynaryjne
- ✓ Wyposażenie bloków operacyjnych i gabinetów zabiegowych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość:: 10cm , 13cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl