

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/staza-automatyczna-opaska-uciskowa-deluxe-jednokolorowa-p-601.html>



Staza automatyczna (opaska uciskowa) DELUXE - jednokolorowa

Cena brutto **30,24 zł**

Cena netto **28,00 zł**

Opis produktu

STAZA AUTOMATYCZNA OPASKA UCISKOWA DELUX, kolor czerwony

-

☐☐ NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANIA

- wysokiej jakości staza automatyczna używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi oraz w celu nakłuwania żył,
- opaska wykonana z elastycznej taśmy z automatyczną samo zaciskającą się klamrą, pozwalającą na stopniowe uwalnianie ucisku przez dociśnięcie tylnej części klamry lub całkowite rozpięcie zamka poprzez naciśnięcie przycisku,
- w znacznym stopniu ułatwia pobieranie krwi oraz innego rodzaju zabiegów wymagających zamknięcia przepływu naczyń krwionośnych,
- trwała i wytrzymała taśma elastyczna o szerokości 25 mm,
- całkowita długość stazy - 52 cm,
- stabilna i bezpieczna blokada,
- uwolnienie zacisku natychmiastowe lub powolne,
- pozbawiona metalowych elementów,
- klips umożliwia otworzenie opaski jednym palcem,
- lekka i łatwa w użyciu,
- odpowiednia dla dorosłych i dzieci,
- idealna na prezent,
- przyjazna dla skóry,
- **opatentowana technologia wytwarzania,**
- **producentem jest niemiecka firma.**

☐☐ Specyfikacja techniczna

Cecha

Wartość

☐☐ **Materiał:** Elastyczna taśma medyczna

☐☐ **Zapięcie:** Quick release - szybkie rozpinanie

☐☐ **Obsługa:** Jednoręczna

☐☐ Zastosowanie

- ✓ Pobieranie krwi
- ✓ Diagnostyka
- ✓ Zakładanie wkłuc dożylnych
- ✓ Procedury medyczne

-
- ✓ Gabinety lekarzy i pielęgniarek
 - ✓ Ratownictwo medyczne
 - ✓ Zastosowanie weterynaryjne

Dostępne kolory: CZERWONY, NIEBIESKI, ZIELONY, SZARY, POMARAŃCZOWY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: cyjan , czerwony , niebieski , pomarańczowy , różowy , szary , zielony