

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/staza-automatyczna-opaska-uciskowa-deluxe-we-wzory-p-602.html>



## Staza automatyczna (opaska uciskowa) DELUXE - we wzory

Cena brutto **30,24 zł**

Cena netto **28,00 zł**

### Opis produktu

## STAZA AUTOMATYCZNA OPASKA UCISKOWA DELUX, wzór BARCODE

### NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANIA

- wysokiej jakości staza automatyczna używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi oraz w celu nakłuwania żył,
- opaska wykonana z elastycznej taśmy z automatyczną samo zaciskającą się klamrą, pozwalającą na stopniowe uwalnianie ucisku przez dociśnięcie tylnej części klamry lub całkowite rozpięcie zamka poprzez naciśnięcie przycisku,
- w znacznym stopniu ułatwia pobieranie krwi oraz innego rodzaju zabiegów wymagających zamknięcia przepływu naczyń krwionośnych,
- trwała i wytrzymała taśma elastyczna o szerokości 25 mm,
- całkowita długość stazy - 52 cm,
- stabilna i bezpieczna blokada,
- uwolnienie zacisku natychmiastowe lub powolne,
- pozbawiona metalowych elementów,
- klips umożliwia otworzenie opaski jednym palcem,
- lekka i łatwa w użyciu,
- odpowiednia dla dorosłych i dzieci,
- idealna na prezent,
- przyjazna dla skóry,
- **opatentowana technologia wytwarzania,**
- **producentem jest niemiecka firma.**

Dostępne wzory: BARCODE, DESINGER, ZEBRA, LEOPARD

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wzór::** BARCODE BLUE , BARCODE GREEN , BARCODE RED , DESINER , LEOPARD , ZEBRA