
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/stetoskop-lekarski-dwustronny-hs-30b-p-605.html>



Stetoskop lekarski dwustronny HS-30B

Cena brutto	17,17 zł
Cena netto	15,90 zł

Opis produktu

Stetoskop dwustronny HS-30B Dual Head.

Stetoskop dwugłowicowy - posiada tzw. dwustronną głowicę, która z jednej strony ma membranę, a z drugiej lejek. Dzięki temu, badający może dostosować odpowiednie narzędzie do osłuchu dziecka lub dorosłego, w zależności od chęci zbadania niskich lub wysokich tonów.

Stetoskopem możemy osłuchiwać dźwięki płuc, serca, narządy jamy brzusznej, jak również z jego użyciem przeprowadzimy dokładny pomiar ciśnienia.

Cechy charakterystyczne:

- obrotowa głowka z oksydowanego aluminium o średnicy 46 mm, wyposażona w membranę,
- trwały dren w kolorze czarnym,
- długość drenu: 60 cm,
- przeznaczony do osłuchiwania dorosłych.

Produkt posiada deklarację zgodności CE.

EN ISO 13485:2016

□ Wytwórca:

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

GAMA

ul. Mory 8, 01-330 Warszawa

info@gamamed.com.pl

□ Importer i dystrybutor:

GAMA

ul. Mory 8, 01-330 Warszawa

info@gamamed.com.pl