
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/stetoskop-pielęgniarski-hs-30a-p-604.html>



Stetoskop pielęgniarski HS-30A

Cena brutto	16,20 zł
Cena netto	15,00 zł

Opis produktu

Stetoskop pielęgniarski HS-30A

Stetoskop diagnostyczny HS-30A przeznaczony szczególnie dla personelu pielęgniarskiego do odsłuchu przy pomiarze ciśnienia.

Cechy charakterystyczne:

- niezwykle płaska aluminiowa głowica bez ostrych krawędzi, łatwa do wsunięcia pod mankiet podczas mierzenia ciśnienia,
- specjalna membrana o średnicy 46 mm, z płaską dobrze przylegającą do skóry powierzchnią,
- chromowana lira, wyposażona w sprężynę umieszczoną na zewnątrz,
- trwały dren wykonany z PVC,
- długość drenu: 60 cm.

Produkt posiada deklarację zgodności CE.