

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/stetoskop-rappaport-rapaport-hs-30c-p-608.html>



Stetoskop Rappaport (Rapaport) HS-30C

Cena brutto	39,96 zł
Cena netto	37,00 zł

Opis produktu

Wielofunkcyjny stetoskop internistyczny Rappaport w kolorze burgund z akcesoriami:

- dwugłowicowa konstrukcja z możliwością rotacji głowicy o 180 stopni
- akcesoria umożliwiające osłuchiwanie noworodków, dzieci, dorosłych
- miękkie, samouszczelniające oliwki
- trwała, wygodna konstrukcja
- dwukanałowy grubościenny przewód dostępny w wielu kolorach, lira i głowica w kolorze srebrnym.
- w wyposażeniu dodatkowe akcesoria

Akcesoria w zestawie:

- 2 membrany zapasowe
- 2 oliwki twarde zapasowe
- 2 oliwki miękkie zapasowe
- Głowica dla dorosłych
- Głowica pediatryczna

Stetoskop został zaprojektowany **do wielu celów**, 3 rozmiary lejków i dwie membrany, tworząc razem kompletny zestaw. Dlatego każdego lejka lub membrany używa się w ściśle określonym celu.

Zastosowanie membran:

- **Membrana duża** - zasadniczo ta membrana używana jest do wykrywania dźwięków serca o niskiej częstotliwości, skurczowych, rozkurczowych i trzecich dźwięków serca. Wykrywalne są także szmery o wysokich tonach wydawane przez serce.
- **Membrana mała** - jest zaprojektowana do słuchania wysokich tonów serca dziecka.

Zastosowanie lejków:

- **Lejek w rozmiarze dla dorosłych** - pozwala na wykrycie szmerów i dźwięków o średnich i niskich częstotliwościach.
- **Lejek w rozmiarze średnim** - umożliwia osłuchiwanie pacjenta w miejscach małych i wąskich np. przestrzeni międzyżebrowej i wyłapanie szmerów i dźwięków o średniej i niskiej częstotliwości.
- **Lejek w rozmiarze dla noworodków** - najlepiej służy badaniu niemowląt i małych dzieci. Przy pomocy tego lejka najlepiej wyczuwalne są dźwięki o niskich i średnich tonach oraz szmery wydawane przez serce dziecka.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: burgund , czarny , zielony

