

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/tacka-taca-medyczna-ze-stali-chirurgicznej-wybor-rozmiarow-p-613.html>



Tacka, taca medyczna ze stali chirurgicznej - wybór rozmiarów

Cena brutto **23,65 zł**

Cena netto **21,90 zł**

Opis produktu

Tacka medyczna ze stali chirurgicznej

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu tacę medyczną ze stali chirurgicznej, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Taca medyczna wykonana z **wysokiej jakości stali chirurgicznej** to trwały i praktyczny element wyposażenia gabinetów medycznych, zabiegowych, stomatologicznych oraz laboratoriów. Idealnie sprawdza się do **przechowywania, podawania i organizacji narzędzi medycznych** podczas procedur.

Parametry techniczne

- **Materiał:** stal chirurgiczna
- **Konstrukcja:** sztywna, odporna na odkształcenia
- **Powierzchnia:** gładka, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji

Najważniejsze cechy

- Wysoka odporność na korozję
- Przeznaczona do wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji
- Gładkie krawędzie zapewniające bezpieczeństwo użytkownika
- Stabilna i solidna konstrukcja
- Idealna do użytku w placówkach medycznych, gabinetach zabiegowych i laboratoriach

Informacje dodatkowe

Produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym do użytku w profesjonalnych środowiskach medycznych.

W sprzedaży posiadamy tace medyczne o następujących rozmiarach:

- **20cmx10cmx5cm**
- **20cmx15cmx5cm**
- **24cmx14cmx5cm**

-
- **25cmx20cmx5cm**
 - **30cmx25cmx5cm**
 - **40cmx30cmx5cm**
 - **45cmx30cmx5cm**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary tacy: 20cm x 10cm x 5cm , 20cm x 15cm x 5cm , 24cm x 14cm x 5cm , 25cm x 20cm x 5cm , 30cm x 25cm x 5cm , 40cm x 30cm x 5cm , 45cm x 30cm x 5cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

