
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/uchwyt-raczka-trzonek-do-skalpela-nr-3-p-546.html>



Uchwyt (rączka, trzonek) do skalpela nr 3

Cena brutto	5,94 zł
Cena netto	5,50 zł

Opis produktu

RĄCZKA TRZONEK DO SKALPELA NR 3, 10.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rączkę do skalpela nr 3, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Rączka nr 3 pasuje do ostrzy nr: 10, 10A, 11, 12, 14, 15, 15C, 16