

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/uchwyt-raczka-trzonek-do-skalpela-nr-3-z-podzialka-p-548.html>



Uchwyt (rączka, trzonek) do skalpela nr 3 z podziałką

Cena brutto **8,53 zł**

Cena netto **7,90 zł**

Opis produktu

☐ RĄCZKA, TRZONEK DO SKALPELA NR 3 z podziałką, 10.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rączkę do skalpela nr 3 z podziałką, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐Opis produktu

Profesjonalna **rączka do skalpela nr 3 z podziałką milimetrową** to precyzyjne narzędzie chirurgiczne służące do mocowania ostrzy chirurgicznych. Dzięki ergonomicznej budowie i delikatnie teksturowanej powierzchni zapewnia **pewny chwyt i precyzyjne prowadzenie ostrza**.

Wykonana z **wysokiej jakości stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję i środki dezynfekcyjne. Idealna do zastosowań w chirurgii, stomatologii, weterynarii i pracach laboratoryjnych.

⚙️ Specyfikacja techniczna

☐Cecha

☐Opis

☐Długość całkowita: 10.0 cm

☐Podziałka: Tak – skala milimetrowa

☐Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

☐Kompatybilność: Ostrza nr 10, 10A, 11, 12, 14, 15, 15C, 16

⚙️ Sterylizacja: Tak – autoklaw / środki chemiczne

☐Zastosowanie: Chirurgia, stomatologia, weterynaria

☐StanNowy

☐Najważniejsze cechy produktu

☐Cechy

☐Opis

☐Stal nierdzewna chirurgiczna: Odporna na korozję i sterylizację

-
- ▣ **Podziałka milimetrowa:** Umożliwia precyzyjne pomiary w trakcie zabiegu
 - ▣ **Ergonomiczny uchwyt:** Zapewnia pewne trzymanie i kontrolę narzędzia
 - ▣ **Kompatybilna z ostrzami nr 10-16:** Uniwersalne zastosowanie w różnych dziedzinach
 - ✳ **Sterylizowalna:** Przystosowana do autoklawowania i dezynfekcji

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

▣ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

▣ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

▣ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl