

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/uchwyt-raczka-trzonek-do-skalpela-nr-4-z-podzialka-p-549.html>



Uchwyt (rączka, trzonek) do skalpela nr 4 z podziałką

Cena brutto **8,53 zł**

Cena netto **7,90 zł**

Opis produktu

Uchwyt (rączka, trzonek) do skalpela nr 4 z podziałką

Uchwyt (rączka, trzonek) do skalpela nr 4 z podziałką, o długości 10cm wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji. Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Profesjonalny **uchwyt do skalpela nr 4 z podziałką** to precyzyjne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do mocowania wymiennych ostrzy skalpelowych (nr 18–26). Rączka wykonana jest z **wysokogatunkowej stali nierdzewnej chirurgicznej**, zapewniającej trwałość, odporność na korozję oraz możliwość **sterylizacji w autoklawie**.

Dzięki **wygrawerowanej podziałce** oraz **ergonomicznej konstrukcji**, uchwyt gwarantuje doskonałą kontrolę głębokości cięcia i pewny chwyt w dłoni chirurga. Idealny do **zabiegów chirurgicznych, weterynaryjnych, stomatologicznych i kosmetycznych**.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Numer trzonka: Nr 4

Długość całkowita: ok. 13.0 cm

Rączka nr 4 pasuje do ostrzy nr: 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Podziałka: Tak – grawerowana, precyzyjna

Zastosowanie: Chirurgia, stomatologia, weterynaria, kosmetologia

Sterylizacja: Tak – autoklaw / środki chemiczne

Stan produktu: Nowy

Najważniejsze cechy produktu

Cechy

Opis

☐ **Stal nierdzewna chirurgiczna:** Odporna na korozję, trwała i higieniczna

☐ **Trzonek nr 4:** Kompatybilny z ostrzami skalpela nr 20-25

☐ **Podziałka milimetrowa:** Ułatwia precyzyjne cięcie i pomiar

☐ **Ergonomiczny uchwyt:** Pewny i wygodny chwyt podczas pracy

♻️ **Sterylizowalny:** Nadaje się do autoklawowania

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl