

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/wziernik-cusco-ginekologiczny-swiss-model-wybor-rozmiarow-p-631.html>



Wziernik CUSCO ginekologiczny (Swiss model) - wybór rozmiarów

Cena brutto **31,97 zł**

Cena netto **29,60 zł**

Opis produktu

Wziernik CUSCO ginekologiczny (Swiss model) , pochwoy metalowy

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu wziernik ginekologiczny CUSCO, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Wziernik dopochwoy cusco znajduje zastosowanie przy badaniu pochwy, badaniu szyjki macicy, cytologii, wprowadzania IUCD, dylatacji, łożeczkowania, a nawet przy zabiegach chirurgicznych. Ułożenie części pracujących przypomina kształt dziobu kaczki przymocowanych do zawiasu z tyłu za pomocą śrubowego mechanizmu blokującego. Wykonując zabieg, ginekolog wkłada posmarowany zamknięty wziernik do pochwy, a następnie delikatnie otwiera dziób. Kolejnym krokiem jest zablokowanie wziernika za pomocą śruby. Ten ruch pozwala na samodzielną pracę lekarza bez konieczności pomocy asystenta.

Specyfikacja wziernika ginekologicznego cusco

- długość całkowita 19 cm
- 3 wymiary – 80 x 22mm, 105 x 27mm, 100 x 25mm
- gładkie i opływowe końcówki
- wysokogatunkowa stal nierdzewna
- niesterylne
- wielokrotnego użytku
- satynowe wykończenie

Zalety stosowania wziernika do pochwy cusco

- idealnie gładkie i opływowe brzegi
- matowa powierzchnia nie powoduje refleksów świetlnych podczas badania
- odpowiednia konstrukcja i wykonanie gwarantuje doskonały chwyt podczas zabiegu
- budowa zapewnia doskonałą widoczność ścian pochwy podczas badania
- produkt wielokrotnego użytku, który może być poddawany procesom sterylizacji

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S, 80mm x 22mm , M, 100mm x 25mm , L, 105mm x 27mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl