

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/wziernik-nosowy-killian-dlugosc-130cm-wybor-rozmiarow-35mm-50mm-75mm-90mm-p-638.html>



## Wziernik nosowy KILLIAN, długość 13.0cm - (wybór rozmiarów: 35mm, 50mm, 75mm, 90mm)

Cena brutto	<b>39,96 zł</b>
Cena netto	<b>37,00 zł</b>

### Opis produktu

## Wziernik nosowy KILLIAN 13.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu wziernik nosowy KILLIAN, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

Wziernik nosowy KILLIAN o długości 13 cm to profesjonalne narzędzie medyczne służące do dokładnej inspekcji nosa. Umożliwia bezpieczne i precyzyjne rozwarście oraz oglądanie struktur nosa w diagnostyce i zabiegach laryngologicznych.

Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, co zapewnia trwałość oraz odporność na wielokrotne procesy dezynfekcji i sterylizacji. Ergonomiczna konstrukcja wspiera pewny chwyt i komfort pracy w polu zabiegowym.

### Najważniejsze zalety

- Precyzyjna inspekcja jamy nosowej
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- Długość całkowita 13 cm, część nosowa: 35mm, 50mm, 75mm, 90mm
- Narzędzie wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji
- Profesjonalne narzędzie do procedur laryngologicznych

### Specyfikacja techniczna

- Długość całkowita: 13,0 cm
- Długość części nosowej: 35mm, 50mm, 75mm, 90mm
- Materiał: stal chirurgiczna
- Wielorazowego użytku: tak
- Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny

### Zastosowanie

Wziernik przeznaczony jest do zastosowań medycznych, w szczególności:

- Diagnostyki i zabiegów laryngologicznych
- Precyzyjnej inspekcji jamy nosowej
- W szpitalach, klinikach i gabinetach specjalistycznych
- Do użycia przez wykwalifikowany personel medyczny

### Bezpieczeństwo i certyfikaty

- Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

- 
- □ Oznakowanie CE
  - △ Wyrób medyczny – stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
  - △ Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
  - △ Nie stosować w przypadku uszkodzenia narzędzia
  - △ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 35mm , 50mm , 70mm , 90mm

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl