

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/wziernik-nosowy-vienna-dlugosc-15cm-dlugosc-czesci-nosowej-30mm-p-640.html>



Wziernik nosowy VIENNA, długość 15cm, długość części nosowej 30mm

Cena brutto **39,96 zł**

Cena netto **37,00 zł**

Opis produktu

Wziernik nosowy VIENNA długość 15cm, długość części nosowej 30mm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu Wziernik nosowy VIENNA, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych

☑☑ Najważniejsze zalety

- ☑☑ Szerokość robocza 30 mm zapewniająca dobrą widoczność pola badania
- ☑☑ Solidna konstrukcja umożliwiająca stabilne rozszerzenie nozdrzy
- ☑☑ Ergonomiczna forma ułatwiająca kontrolę podczas badania
- ☑☑ Wysokiej jakości stal nierdzewna odporna na korozję
- ☑☑ Przystosowany do wielokrotnej sterylizacji

☑☑ Opis produktu

Wziernik nosowy typu Vienna o długości 15 cm i szerokości roboczej 30 mm to narzędzie medyczne przeznaczone do diagnostyki i procedur w obrębie jamy nosowej. Umożliwia bezpieczne i kontrolowane rozszerzenie nozdrzy, co ułatwia dostęp do pola badania oraz poprawia widoczność struktur anatomicznych.

Produkt wykonany jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość oraz odporność na intensywne użytkowanie i procesy sterylizacji. Konstrukcja narzędzia wspiera komfort pracy personelu medycznego oraz precyzję wykonywanych czynności.

⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☑☑ Długość: 15 cm
- ☑☑ Szerokość robocza: 30 mm
- ☑☑ Typ: wziernik nosowy Vienna
- ☑☑ Materiał: stal nierdzewna
- ☑☑ Wielokrotnego użytku: tak (po odpowiedniej sterylizacji)

☑☑ Zastosowanie

- ☑☑ Badania diagnostyczne jamy nosowej
- ☑☑ Procedury laryngologiczne
- ☑☑ Zastosowanie w gabinetach lekarskich i ambulatoryjnych
- ☑☑ Ułatwienie dostępu i widoczności pola badania

⚠️ Bezpieczeństwo i certyfikaty

- ☑☑ Produkt stanowi wyrób medyczny zgodny z obowiązującymi przepisami UE

-
- □□ Oznakowanie CE potwierdzające zgodność z normami
 - □□ Wymaga dezynfekcji i sterylizacji przed każdym użyciem

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- △ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny
- △ Stosować ostrożnie, aby uniknąć urazu błony śluzowej
- △ Przed użyciem sprawdzić stan techniczny narzędzia
- △ Nie używać w przypadku uszkodzenia
- △ Stosować zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi procedurami medycznymi

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl