

---

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/wziernik-rektalny-mathieu-doodbytniczny-dlugosc-190cm-p-627.html>



## Wziernik rektalny MATHIEU, doodbytniczny, długość 19.0cm

Cena brutto **156,60 zł**

Cena netto **145,00 zł**

---

### Opis produktu

## Wziernik rektalny MATHIEU, doodbytniczny 19.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu wziernik doodbytniczny MATHIEU 19.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Wyrób medyczny do badań proktologicznych

#### Opis produktu

Wziernik doodbytniczny **Mathieu** to precyzyjne narzędzie medyczne stosowane w **diagnostyce i badaniach proktologicznych**, pozwalające na bezpieczne i kontrolowane rozszerzenie kanału odbytu. Zapewnia dobrą widoczność pola badania oraz wygodę pracy personelu medycznego.

---

#### Parametry techniczne

- **Długość całkowita:** 19,0 cm
- **Model:** Mathieu
- **Materiał:** stal chirurgiczna nierdzewna
- **Zastosowanie:** proktologia, diagnostyka, badania kliniczne

---

#### Najważniejsze cechy

- Solidna i stabilna konstrukcja
- Ergonomiczny uchwyt zapewniający pełną kontrolę
- Odporność na korozję i trwałość przy wielokrotnym użyciu
- Przystosowany do sterylizacji w autoklawie
- Narzędzie wielorazowego użytku

---

#### Informacje dodatkowe

Produkt jest **wyrobem medycznym**, przeznaczonym wyłącznie do użytkowania przez **profesjonalny personel medyczny**

---

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl