

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/wziernik-uszny-jednorazowego-uzytku-opakowanie-50szt-wybor-rozmiarow-p-635.html>



Wziernik uszny jednorazowego użytku (opakowanie 50szt) - wybór rozmiarów

Cena brutto	14,04 zł
Cena netto	13,00 zł

Opis produktu

Wziernik uszny jednorazowego użytku

Wzierniki uszne jednorazowego użytku, w czarnym matowym kolorze, by uniknąć efektu rozpraszania światła. Najwyższa jakość wykonania - gładkie zaokrąglone krawędzie wziernika, część zewnętrzna zakończona karbowanym kołnierzem - by umożliwić wygodniejszą i dokładniejszą manipulację. Ciepłe końcówki wziernika usznego są wygodniejsze i mniej stresujące dla pacjenta, zastosowanie jest higieniczne, brak ryzyka zakażenia. Wziernik nie zawiera lateksu. Średnica wziernika usznego jednorazowego 3,6mm lub 5,2mm. Opakowanie zawiera 50 szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica końcówki wziernika: Ø3,6mm , Ø5,2mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszus dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street,Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl