

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/zestaw-diagnostyczny-otoskop-oftalmoskop-akcesoria-p-652.html>



Zestaw diagnostyczny (otoskop + oftalmoskop + akcesoria)

Cena brutto **230,00 zł**

Cena netto **212,96 zł**

Opis produktu

Zestaw diagnostyczny (otoskop + oftalmoskop + akcesoria)

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu zestaw diagnostyczny, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Profesjonalny zestaw diagnostyczny zawierający otoskop, oftalmoskop oraz komplet praktycznych akcesoriów przeznaczonych do codziennej pracy diagnostycznej w placówkach medycznych. Kompaktowy komplet umożliwia wygodne wykonywanie podstawowych badań laryngologicznych oraz okulistycznych.

Konwencjonalny zestaw diagnostyczny wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Produkt wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji.

Najważniejsze zalety:

- Zestaw do badań uszu, gardła i oczu
- Solidna chromowana rękojeść o średnicy 28 mm
- Otoskop z kompletem plastikowych wzierników
- Oftalmoskop do badań diagnostycznych
- Bogaty zestaw akcesoriów w praktycznym etui
- Elementy przystosowane do wielokrotnego użytkowania

Opis produktu

Zestaw diagnostyczny otoskop + oftalmoskop to profesjonalny komplet medyczny przeznaczony do wykonywania podstawowych badań diagnostycznych w gabinetach lekarskich, placówkach medycznych oraz podczas codziennej pracy personelu medycznego.

W skład zestawu wchodzi chromowana rękojeść o średnicy 28 mm zapewniająca wygodny chwyt oraz kompatybilność z elementami diagnostycznymi. Otoskop umożliwia przeprowadzanie badań przewodu słuchowego i błony bębenkowej, natomiast oftalmoskop wspiera diagnostykę okulistyczną.

Dodatkowe akcesoria, takie jak metalowy wziernik, łopatką do języka, ramię oświetlacza czy lusterka, zwiększają funkcjonalność zestawu podczas codziennego użytkowania. Całość została umieszczona w praktycznym etui ułatwiającym przechowywanie i transport.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do profesjonalnego zastosowania medycznego.

Specyfikacja techniczna

- Rodzaj produktu: zestaw diagnostyczny
- Elementy główne: otoskop i oftalmoskop
- Rękojeść: chromowana

-
- □□ Średnica rękojeści: 28 mm
 - □□ Otoskop z 3 plastikowymi wziernikami
 - □□ Oftalmoskop diagnostyczny
 - □□ Ramię oświetlacza
 - □□ Metalowy wziernik
 - □□ Metalowa łopatką do języka
 - □□ Uchwyt łopatki do języka
 - □□ 2 lusterka diagnostyczne
 - □□ Etui transportowe
 - □□ Zastosowano oświetlenie LED

Zestaw jest zasilany 2 bateriami LR14 (podana cena nie zawiera baterii).

□□ Zastosowanie

Zestaw przeznaczony jest do wykonywania podstawowych badań diagnostycznych w zakresie laryngologii, okulistyki oraz ogólnej diagnostyki medycznej.

Produkt znajduje zastosowanie w:

- □□ Szpitalach
- □□ Gabinetach lekarskich
- □□ Placówkach diagnostycznych
- □□ Gabinetach laryngologicznych i internistycznych
- □□ Placówkach okulistycznych

□□ Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego i powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi procedurami medycznymi.

Ważne informacje:

- △ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego
- △ Używać wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny
- △ Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny elementów zestawu
- △ Elementy wielokrotnego użytku wymagają odpowiedniej dezynfekcji
- △ Nie używać uszkodzonych elementów wyposażenia

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street,Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl